



Optimam® LP/T



Optimam® MP/T



Optimam® HP/T



Optimam® XP/T

Optimam® *SublimeLine*®

POLYtxt®

Silikongelgefüllte Mammaimplantate mit makrotexturierter Oberfläche, verlängerter ovaler Basis, anatomischer Projektion, maximaler Formstabilität

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



Optimam® – POLYtxt®																	
Basis (mm)		LP Low Projection			MP Moderate Projection			HP High Projection			XP Extra-High Projection						
A	B	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)				
			C	D			C	D			C	D					
73	84	20774-060 ^{1*}	23	35	60	20775-075 ^{1*}	28	39	75	20776-095 ^{1*}	34	44	95	20777-110 ^{1*}	40	48	110
78	90	20774-070 ¹	24	37	70	20775-090 ¹	30	41	90	20776-110 ¹	36	46	110	20777-130 ¹	43	51	130
83	96	20774-085 ^{1*}	24	39	85	20775-105 ^{1*}	31	44	105	20776-130 ^{1*}	37	49	130	20777-160 ^{1*}	45	54	160
88	102	20774-100 ¹	25	41	100	20775-125 ¹	32	46	125	20776-155 ¹	39	52	155	20777-185 ¹	47	57	185
93	107	20774-110 ^{1*}	26	43	110	20775-150 ^{1*}	33	48	150	20776-180 ^{1*}	40	54	180	20777-220 ^{1*}	49	60	220
98	113	20774-130 ¹	27	45	130	20775-170 ¹	35	51	170	20776-215 ¹	42	57	215	20777-255 ¹	51	63	255
103	119	20774-150 ^{1*}	28	47	150	20775-200 ^{1*}	36	53	200	20776-250 ^{1*}	44	60	250	20777-290 ^{1*}	53	66	290
108	125	20774-170 ¹	29	49	170	20775-225 ¹	37	56	225	20776-280 ¹	45	62	280	20777-335 ¹	55	69	335
113	131	20774-195 ^{1*}	29	51	195	20775-260 ^{1*}	38	58	260	20776-320 ^{1*}	47	65	320	20777-385 ^{1*}	57	72	385
118	136	20774-220 ¹	30	54	220	20775-290 ¹	40	60	290	20776-365 ¹	49	68	365	20777-440 ¹	59	75	440
123	142	20774-240 ^{1*}	31	56	240	20775-330 ^{1*}	41	63	330	20776-415 ^{1*}	51	70	415	20777-495 ^{1*}	61	78	495
128	148	20774-275 ¹	32	58	275	20775-370 ¹	43	65	370	20776-460 ¹	53	73	460	20777-555 ¹	63	81	555
133	154	20774-305 ^{1*}	33	60	305	20775-405 ^{1*}	44	67	405	20776-515 ^{1*}	55	76	515	20777-620 ^{1*}	65	84	620
138	160	20774-335 ¹	34	62	335	20775-455 ¹	45	70	455	20776-570 ¹	57	78	570	20777-695 ¹	67	87	695
143	165	20774-375 ^{1*}	35	64	375	20775-505 ^{1*}	47	72	505	20776-640 ^{1*}	59	81	640	20777-770 ^{1*}	69	90	770
148	171	20774-415 ¹	35	66	415	20775-555 ¹	48	74	555	20776-705 ¹	61	84	705	20777-855 ¹	71	93	855
153	177	20774-450 ^{1*}	36	68	450	20775-610 ^{1*}	49	77	610	20776-775 ^{1*}	62	86	775	20777-940 ^{1*}	73	96	940
158	183	20774-495 ¹	37	70	495	20775-670 ¹	51	79	670	20776-855 ¹	64	89	855	20777-1035 ¹	75	99	1035

Maße approximativ. Die farblich hervorgehobenen und markierten Produkte (1) werden auf Anfrage hergestellt; Anlieferung ≈ 6 Wochen nach Auftrag. Silikon gefüllte, glattwandige Sizer (steril, resterilisierbar) sind für alle mit Sternchen (*) versehenen Produkte verfügbar. Weitere Größen werden gemäß unseren Konditionen für Sonderanfertigungen produziert.

Produktbeschreibung

Die silikon gefüllten Optimam® *SublimeLine* Implantate mit POLYtxt® Oberfläche haben eine verlängerte ovale Basis und eine anatomische Projektion mit dem höchsten Punkt in der unteren Hälfte. Für optimale Formstabilität wurde die Befüllung maximiert.

Die Konsistenz der qualitativ hochwertigen Brustimplantate kommt im Tast- und Bewegungsverhalten dem der Mammae sehr nahe. Die *SublimeLine* Implantate sind in vier Projektionen erhältlich: niedrig – Low Projection (LP), moderat – Moderate Projection (MP) hoch – High Projection (HP) und extra hoch – Extra High Projection (XP).

Das spezielle Kurvenmaß D, das die Distanz zwischen dem höchsten Projektionspunkt und dem kaudalen Implantatrand angibt, stellt einen Bezug her zwischen korrekter Platzierung der Areola und Inframammalfalte.

Materialangaben

Die *SublimeLine* Implantate von POLYTECH Health & Aesthetics sind befüllt mit dem hoch vernetzten und formstabilen EasyFit Gel™, das sich durch seine natürliche Konsistenz auszeichnet. Das Gel kehrt nach Einwirkung einer moderaten mechanischen Belastung immer wieder in die ursprünglich vorgegebene Form zurück („Memory-Effekt“).

Die elastische, chemisch und mechanisch widerstandsfähige Hülle der Implantate besteht aus mehreren Schichten eines Silikonelastomers. Um eine hohe Sicherheit zu bieten,

wurde die Hülle der silikon gefüllten Implantate zusätzlich mit einer Diffusionsbarriere ausgerüstet. Die Oberfläche der Implantathülle hat die bewährte POLYtxt® Struktur.¹

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

¹: Kapselkontrakturrate texturierte Implantate ist 8–15% (Iwuagwu + Frame, 1997), das sind 15% weniger als bei glatten Implantaten (Handel, 2006).

Indikationen

- Brustrekonstruktion nach Mastektomie oder Ablatio mammae
- Konturaugmentation und -korrektur
- Ausgleich von Asymmetrien, Aplasie oder Hypoplasie
- Kombinierte Brust- und Thoraxdeformitäten
- Ptosis oder Atrophie
- Implantataustausch

Wichtige Hinweise

Die Implantate werden einzeln verpackt und steril geliefert. **Achtung:** Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com

