



Replicon® LP



Replicon® MP



Replicon® HP



Replicon® XP

Replicon® *SublimeLine*®









MESMO® sensitive

Silikongelgefüllte Mammaimplantate
mit mikrotexturierter Oberfläche,
runder Basis, anatomischer Projektion,
maximaler Formstabilität

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



POLYTECH
health & aesthetics 

Replicon® – mikrotexturiert													
		MP Moderate Projection			HP High Projection			XP Extra-High Projection					
Basis (mm)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	
 A	 B	 C	 D			 C	 D			 C	 D		
100	100				15736-210*	44	57	210	15737-255 ¹ *	53	63	255	
105	105				15736-240	45	59	240	15737-290	55	66	290	
110	110	15735-220*	38	55	220	15736-275*	47	62	275	15737-330*	57	69	330
115	115	15735-255	40	57	255	15736-315	49	64	315	15737-380	59	72	380
120	120	15735-280*	41	59	280	15736-350*	51	67	350	15737-425*	61	75	425
125	125	15735-320	43	61	320	15736-395	53	69	395	15737-480	63	78	480
130	130	15735-350*	44	63	350	15736-445*	55	72	445	15737-535 ¹ *	65	80	535
135	135	15735-390	45	66	390	15736-495	57	74	495	15737-600 ¹	67	83	600
140	140	15735-435*	47	68	435	15736-550*	59	77	550				
145	145	15735-480 ¹	48	70	480	15736-605 ¹	61	79	605				
150	150	15735-530 ¹ *	49	72	530	15736-670 ¹ *	62	82	670				
155	155				15736-735 ¹ *	64	84	735					

Maße approximativ. Die farbig hervorgehobenen und markierten Produkte (1) werden auf Anfrage hergestellt; Anlieferung ≈ 6 Wochen nach Auftrag. Silikongel-gefüllte, glattwandige Sizer (steril, resterilisierbar) sind für alle mit Sternchen (*) versehenen Produkte verfügbar. Weitere Größen werden gemäß unseren Konditionen für Sonderanfertigungen produziert.

Produktbeschreibung

Die silikongelgefüllten Replicon® *SublimeLine* Implantate mit MESMO® sensitive Oberfläche haben eine runde Basis und eine anatomische Projektion mit dem höchsten Punkt in der unteren Hälfte. Für optimale Formstabilität wurde die Befüllung maximiert.

Die Konsistenz der qualitativ hochwertigen Brustimplantate kommt im Tast- und Bewegungsverhalten dem der Mammæ sehr nahe. Die *SublimeLine* Implantate sind in vier Projektionen erhältlich: niedrig – Low Projection (LP), moderat – Moderate Projection (MP) hoch – High Projection (HP) und extra hoch – Extra High Projection (XP).

Das spezielle Kurvenmaß D, das die Distanz zwischen dem höchsten Projektionspunkt und dem kaudalen Implantatrand angibt, stellt einen Bezug her zwischen korrekter Platzierung der Areola und Inframammarfalte.

Materialangaben

Die *SublimeLine* Implantate von POLYTECH Health & Aesthetics sind befüllt mit dem hoch vernetzten und formstabilen EasyFit Gel™, das sich durch seine natürliche Konsistenz auszeichnet. Das Gel kehrt nach Einwirkung einer moderaten mechanischen Belastung immer wieder in die ursprünglich vorgegebene Form zurück („Memory-Effekt“).

Die elastische, chemisch und mechanisch widerstandsfähige Hülle der Implantate besteht aus mehreren Schichten

eines Silikonelastomers. Um eine hohe Sicherheit zu bieten, wurde die Hülle der silikongelgefüllten Implantate zusätzlich mit einer Diffusionsbarriere ausgerüstet. Die Oberfläche der Implantathülle hat die mikrotexturierte MESMO® sensitive Struktur.

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

Indikationen

- Brustrekonstruktion nach Mastektomie oder Ablatio mammae
- Konturaugmentation und -korrektur
- Ausgleich von Asymmetrien, Aplasie oder Hypoplasie
- Kombinierte Brust- und Thoraxdeformitäten
- Ptosis oder Atrophie
- Implantataustausch

Wichtige Hinweise

Die Implantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

Achtung: Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.