



Mème® LP/T



Mème® MP/T



Mème® HP/T



Mème® XP/T

**Mème®** *SublimeLine®*

**POLYtxt®**

Silikongelgefüllte Mammaimplantate mit  
makrotexturierter Oberfläche, runder Basis,  
zentralem Profil, maximaler Formstabilität

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



**POLYTECH**  
health & aesthetics 

Même® – POLYtxt®													
		LP Low Projection			MP Moderate Projection			HP High Projection			XP Extra-High Projection		
Basis (mm)		Bestellnr.	Projektion (mm)	Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)	Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)	Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)	Vol. (ml)
A	B		C D			C D			C D			C D	
70	70	20724-055 <sup>1*</sup>	23 43	55	20725-070 <sup>1*</sup>	28 47	70	20726-090 <sup>1*</sup>	34 51	90	20727-105 <sup>1*</sup>	40 55	105
75	75	20724-065 <sup>1</sup>	24 46	65	20725-090 <sup>1</sup>	30 50	90	20726-110 <sup>1</sup>	36 54	110	20727-125 <sup>1</sup>	43 59	125
80	80	20724-085 <sup>1*</sup>	24 49	85	20725-105 <sup>1*</sup>	31 53	105	20726-125 <sup>1*</sup>	37 58	125	20727-155 <sup>1*</sup>	45 62	155
85	85	20724-095 <sup>1</sup>	25 51	95	20725-120	32 56	120	20726-155	39 61	155	20727-180	47 66	180
90	90	20724-110 <sup>*</sup>	26 54	110	20725-145 <sup>*</sup>	33 59	145	20726-180 <sup>*</sup>	40 64	180	20727-215 <sup>*</sup>	49 69	215
95	95	20724-125	27 57	125	20725-165	35 62	165	20726-210	42 67	210	20727-250	51 73	250
100	100	20724-150 <sup>*</sup>	28 60	150	20725-195 <sup>*</sup>	36 65	195	20726-235 <sup>*</sup>	44 71	235	20727-285 <sup>*</sup>	53 77	285
105	105	20724-165	29 62	165	20725-220	37 68	220	20726-275	45 74	275	20727-330	55 80	330
110	110	20724-185 <sup>*</sup>	29 65	185	20725-255 <sup>*</sup>	38 71	255	20726-315 <sup>*</sup>	47 77	315	20727-380 <sup>*</sup>	57 84	380
115	115	20724-215	30 68	215	20725-285	40 74	285	20726-360	49 80	360	20727-430	59 87	430
120	120	20724-235 <sup>*</sup>	31 71	235	20725-320 <sup>*</sup>	41 77	320	20726-400 <sup>*</sup>	51 83	400	20727-485 <sup>*</sup>	61 91	485
125	125	20724-270	32 73	270	20725-360	43 80	360	20726-450	53 87	450	20727-545	63 94	545
130	130	20724-295 <sup>*</sup>	33 76	295	20725-400 <sup>*</sup>	44 83	400	20726-505 <sup>*</sup>	55 90	505	20727-610 <sup>*</sup>	65 98	610
135	135	20724-330	34 79	330	20725-445	45 86	445	20726-560	57 93	560	20727-675	67 101	675
140	140	20724-365 <sup>*</sup>	35 82	365	20725-495 <sup>*</sup>	47 89	495	20726-620 <sup>*</sup>	59 96	620	20727-755 <sup>1*</sup>	69 105	755
145	145	20724-400 <sup>1</sup>	35 85	400	20725-545 <sup>1</sup>	48 92	545	20726-690	61 100	690	20727-830 <sup>1</sup>	71 108	830
150	150	20724-440 <sup>1*</sup>	36 87	440	20725-600 <sup>1*</sup>	49 95	600	20726-760 <sup>1*</sup>	62 103	760	20727-920 <sup>1*</sup>	73 112	920
155	155	20724-485 <sup>1</sup>	37 90	485	20725-660 <sup>1</sup>	51 98	660	20726-835 <sup>1</sup>	64 106	835	20727-1010 <sup>1</sup>	75 115	1010

Maße approximativ. Die farbig hervorgehobenen und markierten Produkte (1) werden auf Anfrage hergestellt; Anlieferung ≈ 6 Wochen nach Auftrag. Silikongel-gefüllte, glattwandige Sizer (steril, resterilisierbar) sind für alle mit Sternchen (\*) versehenen Produkte verfügbar. Weitere Größen werden gemäß unseren Konditionen für Sonderanfertigungen produziert.

## Produktbeschreibung

Die silikongelgefüllten Même® *SublimeLine* Implantate mit texturierter POLYtxt® Oberfläche haben eine runde Basis und eine zentrale Projektion. Für optimale Formstabilität wurde die Befüllung maximiert.

Die Konsistenz der qualitativ hochwertigen Brustimplantate kommt im Tast- und Bewegungsverhalten dem der Mammae sehr nahe. Die *SublimeLine* Implantate sind in vier Projektionen erhältlich: niedrig – Low Projection (LP), moderat – Moderate Projection (MP) hoch – High Projection (HP) und extra hoch – Extra High Projection (XP).

Das spezielle Kurvenmaß D, das die Distanz zwischen dem höchsten Projektionspunkt und dem kaudalen Implantatrand angibt, stellt einen Bezug her zwischen korrekter Platzierung der Areola und Inframammalfalte.

## Materialangaben

Die *SublimeLine* Implantate von POLYTECH Health & Aesthetics sind befüllt mit dem hoch vernetzten und formstabilen EasyFit Gel™, das sich durch seine natürliche Konsistenz auszeichnet. Das Gel kehrt nach Einwirkung einer moderaten mechanischen Belastung immer wieder in die ursprünglich vorgegebene Form zurück („Memory-Effekt“). Die elastische, chemisch und mechanisch widerstandsfähige Hülle der Implantate besteht aus mehreren Schichten eines Silikonelastomers. Um eine hohe Sicherheit zu bieten, wurde die Hülle der silikongelgefüllten Implantate zusätzlich mit einer Diffusionsbarriere ausgerüstet. Die Oberfläche der Implantathülle hat die bewährte POLYtxt® Struktur.<sup>1</sup>

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

1: Kapselkontrakturrate texturierte Implantate ist 8–15% (Iwuagwu + Frame, 1997), das sind 15% weniger als bei glatten Implantaten (Handel, 2006).

## Indikationen

- Brustrekonstruktion nach Mastektomie oder Ablatio mammae
- Konturaugmentation und -korrektur
- Ausgleich von Asymmetrien, Aplasie oder Hypoplasie
- Kombinierte Brust- und Thoraxdeformitäten
- Ptosis oder Atrophie
- Implantataustausch

## Wichtige Hinweise

Die Implantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

**Achtung:** Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Deutschland

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com