



Opticon® LP/T



Opticon® MP/T



Opticon® HP/T



Opticon® XP/T

Opticon® *SublimeLine*®

POLYtxt®

Silikongelgefüllte Mammaimplantate mit makrotexturierter Oberfläche, verkürzter ovaler Basis, anatomischer Projektion, maximaler Formstabilität

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



POLYTECH
health & aesthetics 

Opticon® – POLYtxt®																	
		LP Low Projection			MP Moderate Projection			HP High Projection			XP Extra-High Projection						
Basis (mm)		Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)				
A	B		C	D		C	D			C	D						
70	59	20744-045 ^{1*}	23	30	45	20745-055 ^{1*}	28	35	55	20746-065 ^{1*}	34	40	65	20747-075 ^{1*}	40	44	75
75	63	20744-050 ¹	24	32	50	20745-065 ¹	30	37	65	20746-075 ¹	36	42	75	20747-095 ¹	43	47	95
80	67	20744-060 ^{1*}	24	34	60	20745-075 ^{1*}	31	39	75	20746-095 ^{1*}	37	44	95	20747-115 ^{1*}	45	50	115
85	71	20744-070 ¹	25	35	70	20745-095 ¹	32	41	95	20746-115 ¹	39	47	115	20747-130 ¹	47	52	130
90	76	20744-085 ^{1*}	26	37	85	20745-105 ^{1*}	33	43	105	20746-130 ^{1*}	40	49	130	20747-160 ^{1*}	49	55	160
95	80	20744-095 ¹	27	39	95	20745-125	35	45	125	20746-155	42	51	155	20747-185 ¹	51	58	185
100	84	20744-110 ^{1*}	28	41	110	20745-145 [*]	36	47	145	20746-175 [*]	44	54	175	20747-215 ^{1*}	53	61	215
105	88	20744-120 ¹	29	42	120	20745-165	37	49	165	20746-205	45	56	205	20747-240	55	63	240
110	92	20744-140 ^{1*}	29	44	140	20745-185 [*]	38	51	185	20746-230 [*]	47	58	230	20747-280 [*]	57	66	280
115	97	20744-160 ¹	30	46	160	20745-210	40	53	210	20746-265	49	61	265	20747-320	59	69	320
120	101	20744-175 ^{1*}	31	48	175	20745-235 [*]	41	55	235	20746-295 [*]	51	63	295	20747-360 [*]	61	71	360
125	105	20744-200 ¹	32	49	200	20745-265	43	57	265	20746-335	53	65	335	20747-400	63	74	400
130	109	20744-220 ^{1*}	33	51	220	20745-295 [*]	44	59	295	20746-375 [*]	55	68	375	20747-450 [*]	65	77	450
135	113	20744-240 ¹	34	53	240	20745-330	45	61	330	20746-420	57	70	420	20747-500	67	79	500
140	118	20744-270 ^{1*}	35	55	270	20745-365 [*]	47	63	365	20746-460 [*]	59	72	460	20747-560 [*]	69	82	560
145	122	20744-295 ¹	35	56	295	20745-400	48	65	400	20746-510	61	75	510	20747-615	71	85	615
150	126	20744-325 ^{1*}	36	58	325	20745-445 [*]	49	67	445	20746-560 [*]	62	77	560	20747-680 ^{1*}	73	87	680
155	130	20744-360 ¹	37	60	360	20745-490 ¹	51	69	490	20746-615 ¹	64	80	615	20747-750 ¹	75	90	750

Maße approximativ. Die farbig hervorgehobenen und markierten Produkte (1) werden auf Anfrage hergestellt; Anlieferung ≈ 6 Wochen nach Auftrag. Silikon gefüllte, glattwandige Sizer (steril, reesterilisierbar) sind für alle mit Sternchen (*) versehenen Produkte verfügbar. Weitere Größen werden gemäß unseren Konditionen für Sonderanfertigungen produziert.

Produktbeschreibung

Die silikon gefüllten Opticon® *SublimeLine* Implantate mit POLYtxt® Oberfläche haben eine verkürzte ovale Basis und eine anatomische Projektion mit dem höchsten Punkt in der unteren Hälfte. Für optimale Formstabilität wurde die Befüllung maximiert.

Die Konsistenz der qualitativ hochwertigen Brustimplantate kommt im Tast- und Bewegungsverhalten dem der Mammae sehr nahe. Die *SublimeLine* Implantate sind in vier Projektionen erhältlich: niedrig – Low Projection (LP), moderat – Moderate Projection (MP) hoch – High Projection (HP) und extra hoch – Extra High Projection (XP).

Das spezielle Kurvenmaß D, das die Distanz zwischen dem höchsten Projektionspunkt und dem kaudalen Implantatrand angibt, stellt einen Bezug her zwischen korrekter Platzierung der Areola und Inframammarfalte.

Materialangaben

Die *SublimeLine* Implantate von POLYTECH Health & Aesthetics sind befüllt mit dem hoch vernetzten und formstabilen EasyFit Gel™, das sich durch seine natürliche Konsistenz auszeichnet. Das Gel kehrt nach Einwirkung einer moderaten mechanischen Belastung immer wieder in die ursprünglich vorgegebene Form zurück („Memory-Effekt“).

Die elastische, chemisch und mechanisch widerstandsfähige Hülle der Implantate besteht aus mehreren Schichten eines Silikonelastomers. Um eine hohe Sicherheit zu bieten,

wurde die Hülle der silikon gefüllten Implantate zusätzlich mit einer Diffusionsbarriere ausgerüstet. Die Oberfläche der Implantathülle hat die bewährte POLYtxt® Struktur.¹

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

1: Kapselkontrakturrate texturierte Implantate ist 8–15% (Iwagawa + Frame, 1997), das sind 15% weniger als bei glatten Implantaten (Handel, 2006).

Indikationen

- Brustrekonstruktion nach Mastektomie oder Ablatio mammae
- Konturaugmentation und -korrektur
- Ausgleich von Asymmetrien, Aplasie oder Hypoplasie
- Kombinierte Brust- und Thoraxdeformitäten
- Ptosis oder Atrophie
- Implantataustausch

Wichtige Hinweise

Die Implantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

Achtung: Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com

