



Mème® LP



Mème® MP



Mème® HP



Mème® XP

## **Mème®** *SublimeLine®*





### **MESMO®** sensitive

Silikongelgefüllte Mammaimplantate mit  
mikrotexturierter Oberfläche, runder Basis,  
zentralem Profil, maximaler Formstabilität

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



**POLYTECH**  
health & aesthetics 

Même® – mikrotexturiert													
		MP Moderate Projection			HP High Projection			XP Extra-High Projection					
Basis (mm)		Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)
 A B			 C D			 C D				 C D			
70	70	15725-070*	28	47	70	15726-090*	34	51	90				
75	75	15725-090 <sup>1</sup>	30	50	90	15726-110 <sup>1</sup>	36	54	110				
80	80	15725-105*	31	56	105	15726-125*	37	58	125				
85	85	15725-120 <sup>1</sup>	32	56	120	15726-155 <sup>1</sup>	39	61	155				
90	90	15725-145*	33	59	145	15726-180*	40	64	180	15727-215*	49	69	215
95	95	15725-165	35	62	165	15726-210	42	67	210	15727-250 <sup>1</sup>	51	73	250
100	100	15725-195*	36	65	195	15726-235*	44	71	235	15727-285*	53	77	285
103	103					15726-255	45	72	255	15727-305 <sup>1</sup>	54	78	305
105	105	15725-220	37	68	220	15726-275	45	74	275	15727-330	55	80	330
108	108					15726-295	46	75	295	15727-355*	56	82	355
110	110	15725-255*	38	71	255	15726-315*	47	77	315	15727-380*	57	84	380
113	113					15726-335	48	79	335				
115	115	15725-285	40	74	285	15726-360	49	80	360	15727-430	59	87	430
118	118	15725-300	40	75	300								
120	120	15725-320*	41	77	320	15726-400*	51	83	400	15727-485*	61	91	485
125	125	15725-360	43	80	360	15726-450	53	87	450				
130	130	15725-400*	44	83	400	15726-505*	55	90	505				
135	135	15725-445	45	86	445	15726-560	57	93	560				
140	140	15725-495*	47	89	495	15726-620*	59	96	620				
145	145	15725-545 <sup>1</sup>	48	92	545	15726-690 <sup>1</sup>	61	100	690				
150	150	15725-600 <sup>1</sup> *	49	95	600	15726-760 <sup>1</sup> *	62	103	760				
155	155	15725-660 <sup>1</sup>	51	98	660	15726-835 <sup>1</sup>	64	106	835				

Maße approximativ. Die farbig hervorgehobenen und markierten Produkte (1) werden auf Anfrage hergestellt; Anlieferung ≈ 6 Wochen nach Auftrag. Silikon-gel-füllte, glattwandige Sizer (steril, resterilisierbar) sind für alle mit Sternchen (\*) versehenen Produkte verfügbar. Weitere Größen werden gemäß unseren Konditionen für Sonderanfertigungen produziert.

## Produktbeschreibung

Die silikon-gel-gel-füllten Même® *SublimeLine* Implantate mit micro-texturierter MESMO®sensitive Oberfläche haben eine runde Basis und eine zentrale Projektion. Für optimale Formstabilität wurde die Befüllung maximiert.

Die Konsistenz der qualitativ hochwertigen Brustimplantate kommt im Tast- und Bewegungsverhalten dem der Mammæ sehr nahe. Die *SublimeLine* Implantate sind in vier Projektionen erhältlich: niedrig – Low Projection (LP), moderat – Moderate Projection (MP) hoch – High Projection (HP) und extra hoch – Extra High Projection (XP).

Das spezielle Kurvenmaß D, das die Distanz zwischen dem höchsten Projektionspunkt und dem kaudalen Implantatrand angibt, stellt einen Bezug her zwischen korrekter Platzierung der Areola und Inframammärfalte.

## Materialangaben

Die *SublimeLine* Implantate von POLYTECH Health & Aesthetics sind befüllt mit dem hoch vernetzten und formstabilen EasyFit Gel™, das sich durch seine natürliche Konsistenz auszeichnet. Das Gel kehrt nach Einwirkung einer moderaten mechanischen Belastung immer wieder in die ursprünglich vorgegebene Form zurück („Memory-Effekt“). Die elastische, chemisch und mechanisch widerstandsfähige Hülle der Implantate besteht aus mehreren Schichten

eines Silikonelastomers. Um eine hohe Sicherheit zu bieten, wurde die Hülle der silikon-gel-gel-füllten Implantate zusätzlich mit einer Diffusionsbarriere ausgerüstet. Die Oberfläche der Implantathülle hat die microtexturierte MESMO®sensitive Struktur.

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

## Indikationen

- Brustrekonstruktion nach Mastektomie oder Ablatio mammae
- Konturaugmentation und -korrektur
- Ausgleich von Asymmetrien, Aplasie oder Hypoplasie
- Kombinierte Brust- und Thoraxdeformitäten
- Ptosis oder Atrophie
- Implantataustausch

## Wichtige Hinweise

Die Implantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

**Achtung:** Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Deutschland

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com