



Die Brustimplantate der **SublimeLine®** sind mit EasyFit Gel™ gefüllt, einem hoch kohäsiven Gel mit Memory-Effekt, das natürlichen Tragekomfort mit hoher Formstabilität kombiniert.



Mème®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30724-110 ^{1,*}	93	93	28	57	110
30724-125 ¹	98	98	29	60	125
30724-150 ^{1,*}	103	103	30	62	150
30724-165 ^{1,*}	108	108	31	65	165
30724-185 [*]	113	113	31	68	185
30724-215 [*]	118	118	32	71	215
30724-235 [*]	123	123	33	73	235
30724-270 ^{1,*}	128	128	34	76	270
30724-295 ^{1,*}	133	133	35	79	295
30724-330 ^{1,*}	138	138	36	82	330

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30725-105 ^{1,*}	83	83	33	57	105
30725-120 ^{1,*}	88	88	34	60	120
30725-145 ^{1,*}	93	93	35	63	145
30725-165 ^{1,*}	98	98	37	66	165
30725-195 [*]	103	103	38	69	195
30725-220 [*]	108	108	39	72	220
30725-255 [*]	113	113	40	75	255
30725-285 [*]	118	118	42	78	285
30725-320 [*]	123	123	43	81	320
30725-360 [*]	128	128	45	84	360
30725-400 [*]	133	133	46	87	400
30725-445 [*]	138	138	47	90	445
30725-495 [*]	143	143	49	93	495
30725-545 ^{1,*}	148	148	50	96	545

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30726-110 ¹	78	78	38	58	110
30726-125 ^{1,*}	83	83	39	62	125
30726-155 ^{1,*}	88	88	41	65	155
30726-180 [*]	93	93	42	68	180
30726-210 [*]	98	98	44	71	210
30726-235 [*]	103	103	46	75	235
30726-275 [*]	108	108	47	78	275
30726-315 [*]	113	113	49	81	315
30726-360 [*]	118	118	51	84	360
30726-400 [*]	123	123	53	87	400
30726-450 [*]	128	128	55	91	450
30726-505 [*]	133	133	57	94	505
30726-560 [*]	138	138	59	97	560
30726-620 [*]	143	143	61	100	620
30726-690 ¹	148	148	63	104	690
30726-760 ^{1,2,*}	153	153	64	107	760
30726-835 ^{1,2}	158	158	66	110	835

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30727-105 ^{1,*}	73	73	42	59	105
30727-125 ¹	78	78	45	63	125
30727-155 ^{1,*}	83	83	47	66	155
30727-180 ^{1,*}	88	88	49	70	180
30727-215 ^{1,*}	93	93	51	73	215
30727-250 ^{1,*}	98	98	53	77	250
30727-285 [*]	103	103	55	81	285
30727-330 [*]	108	108	57	84	330
30727-380 [*]	113	113	59	88	380
30727-430 [*]	118	118	61	91	430
30727-485 [*]	123	123	63	95	485
30727-545 [*]	128	128	65	98	545
30727-610 [*]	133	133	67	102	610
30727-675	138	138	69	105	675
30727-755 ^{1,2,*}	143	143	71	109	755
30727-830 ^{1,2,*}	148	148	73	112	830
30727-920 ^{1,2,*}	153	153	75	116	920
30727-1010 ^{1,2,*}	158	158	77	119	1010

Replicon®

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30734-165 [*]	113	113	31	50	165
30734-185	118	118	32	52	185
30734-210 [*]	123	123	33	54	210
30734-235	128	128	34	56	235
30734-265 [*]	133	133	35	58	265
30734-290 [*]	138	138	36	59	290
30734-320 [*]	143	143	37	61	320

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30735-110 ¹	88	88	34	48	110
30735-125 ^{1,*}	93	93	35	50	125
30735-150 [*]	98	98	37	52	150
30735-170 [*]	103	103	38	54	170
30735-195 [*]	108	108	39	56	195
30735-220 [*]	113	113	40	59	220
30735-255 [*]	118	118	42	61	255
30735-280 [*]	123	123	43	63	280
30735-320 [*]	128	128	45	65	320
30735-350 [*]	133	133	46	67	350
30735-390 [*]	138	138	47	70	390
30735-435 [*]	143	143	49	72	435
30735-480 [*]	148	148	50	74	480
30735-530 [*]	153	153	51	76	530

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30736-115 ^{1,*}	83	83	39	51	115
30736-130 ^{1,*}	88	88	41	53	130
30736-160 ^{1,*}	93	93	42	56	160
30736-180 [*]	98	98	44	58	180
30736-210 [*]	103	103	46	61	210
30736-240 [*]	108	108	47	63	240
30736-275 [*]	113	113	49	66	275
30736-315 [*]	118	118	51	68	315
30736-350 [*]	123	123	53	71	350
30736-395 [*]	128	128	55	73	395
30736-445 [*]	133	133	57	76	445
30736-495 [*]	138	138	59	78	495
30736-550 [*]	143	143	61	81	550
30736-605 [*]	148	148	63	83	605
30736-670 ^{1,*}	153	153	64	86	670
30736-735 ^{1,2}	158	158	66	88	735

Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30737-130 ^{1,*}	83	83	47	56	130
30737-160 ^{1,*}	88	88	49	59	160
30737-185 ^{1,*}	93	93	51	62	185
30737-220 [*]	98	98	53	65	220
30737-255 [*]	103	103	55	67	255
30737-290 [*]	108	108	57	70	290
30737-330 [*]	113	113	59	73	330
30737-380 [*]	118	118	61	76	380
30737-425 [*]	123	123	63	79	425
30737-480 [*]	128	128	65	82	480
30737-535 [*]	133	133	67	84	535
30737-600 [*]	138	138	69	87	600
30737-665 [*]	143	143	71	90	665
30737-730 ^{1,2,*}	148	148	73	93	730
30737-810 ^{1,2,*}	153	153	75	96	810
30737-890 ^{1,2}	158	158	77	99	890

Maße approximativ

An Lager	¹ Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	² Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H



Opticon®

niedrige Projektion					MLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30744-120 ^{1,*}	108	91	31	44	120
30744-140 ^{1,*}	113	95	31	46	140
30744-160 ^{1,*}	118	100	32	48	160
30744-175 ^{1,*}	123	104	33	49	175
30744-200 ^{1,*}	128	108	34	51	200
30744-220 ^{1,*}	133	112	35	53	220
30744-240 ^{1,*}	138	116	36	55	240
30744-270 ^{1,*}	143	121	37	56	270

moderate Projektion					MMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30745-125 ¹	98	83	37	49	125
30745-145 ^{1,*}	103	87	38	51	145
30745-165 [*]	108	91	39	53	165
30745-185 [*]	113	95	40	55	185
30745-210 [*]	118	100	42	57	210
30745-235 [*]	123	104	43	59	235
30745-265 [*]	128	108	45	61	265
30745-295 [*]	133	112	46	63	295
30745-330 [*]	138	116	47	65	330
30745-365 [*]	143	121	49	67	365
30745-400 [*]	148	125	50	69	400
30745-445 [*]	153	129	51	71	445
30745-490 ¹	158	133	53	73	490

hohe Projektion					MHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30746-130 ^{1,*}	93	79	42	53	130
30746-155 ^{1,*}	98	83	44	55	155
30746-175 [*]	103	87	46	58	175
30746-205 [*]	108	91	47	60	205
30746-230 [*]	113	95	49	62	230
30746-265 [*]	118	100	51	65	265
30746-295 [*]	123	104	53	67	295
30746-335 [*]	128	108	55	69	335
30746-375 [*]	133	112	57	72	375
30746-420 [*]	138	116	59	74	420
30746-460 [*]	143	121	61	76	460
30746-510 [*]	148	125	63	79	510
30746-560 [*]	153	129	64	81	560
30746-615	158	133	66	84	615

extra hohe Projektion					MXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30747-160 ^{1,*}	93	79	51	59	160
30747-185 ¹	98	83	53	62	185
30747-215 ^{1,*}	103	87	55	65	215
30747-240 [*]	108	91	57	67	240
30747-280 [*]	113	95	59	70	280
30747-320 [*]	118	100	61	73	320
30747-360 [*]	123	104	63	75	360
30747-400	128	108	65	78	400
30747-450 [*]	133	112	67	81	450
30747-500	138	116	69	83	500
30747-560 [*]	143	121	71	86	560
30747-615 [*]	148	125	73	89	615
30747-680 [*]	153	129	75	91	680
30747-750 ^{1,2,*}	158	133	77	94	750

Maße approximativ

An Lager	¹ Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	² Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H