



Die Brustimplantate der **SublimeLine®** sind mit EasyFit Gel™ gefüllt, einem hoch kohäsiven Gel mit Memory-Effekt, das natürlichen Tragekomfort mit hoher Formstabilität kombiniert.



Même®

niedrige Projektion					SLS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10724-110 ^{1*}	90	90	26	54	110
10724-125 ^{1*}	95	95	27	57	125
10724-150 ^{1*}	100	100	28	60	150
10724-165 ^{1*}	105	105	29	62	165
10724-185 [*]	110	110	29	65	185
10724-215 [*]	115	115	30	68	215
10724-235 [*]	120	120	31	71	235
10724-270 [*]	125	125	32	73	270
10724-295 ^{1*}	130	130	33	76	295
10724-330 ^{1*}	135	135	34	79	330
10724-365 ^{1*}	140	140	35	82	365

moderate Projektion					SMS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10725-105 ^{1*}	80	80	31	53	105
10725-120 ^{1*}	85	85	32	56	120
10725-145 ^{1*}	90	90	33	59	145
10725-165 ^{1*}	95	95	35	62	165
10725-195 [*]	100	100	36	65	195
10725-220 [*]	105	105	37	68	220
10725-255 [*]	110	110	38	71	255
10725-285 [*]	115	115	40	74	285
10725-320 [*]	120	120	41	77	320
10725-360 [*]	125	125	43	80	360
10725-400 [*]	130	130	44	83	400
10725-445 [*]	135	135	45	86	445
10725-495 [*]	140	140	47	89	495

hohe Projektion					SHS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10726-125 ^{1*}	80	80	37	58	125
10726-155 ^{1*}	85	85	39	61	155
10726-180 ^{1*}	90	90	40	64	180
10726-210 ^{1*}	95	95	42	67	210
10726-235 [*]	100	100	44	71	235
10726-275 [*]	105	105	45	74	275
10726-315 [*]	110	110	47	77	315
10726-360 [*]	115	115	49	80	360
10726-400 [*]	120	120	51	83	400
10726-450 [*]	125	125	53	87	450
10726-505 [*]	130	130	55	90	505
10726-560 [*]	135	135	57	93	560
10726-620 ^{1*}	140	140	59	96	620
10726-690 ¹	145	145	61	100	690
10726-760 ^{1,2*}	150	150	62	103	760
10726-835 ^{1,2}	155	155	64	106	835

extra hohe Projektion					SXS
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
10727-105 ^{1*}	70	70	40	55	105
10727-125 ¹	75	75	43	59	125
10727-155 ^{1*}	80	80	45	62	155
10727-180 ^{1*}	85	85	47	66	180
10727-215 ^{1*}	90	90	49	69	215
10727-250 ^{1*}	95	95	51	73	250
10727-285 [*]	100	100	53	77	285
10727-330 [*]	105	105	55	80	330
10727-380 [*]	110	110	57	84	380
10727-430 [*]	115	115	59	87	430
10727-485 [*]	120	120	61	91	485
10727-545 [*]	125	125	63	94	545
10727-610 ^{1*}	130	130	65	98	610
10727-675 ¹	135	135	67	101	675
10727-755 ^{1,2*}	140	140	69	105	755
10727-830 ^{1,2*}	145	145	71	108	830
10727-920 ^{1,2*}	150	150	73	112	920
10727-1010 ^{1,2*}	155	155	75	115	1010

Maße approximativ

An Lager	¹ Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	² Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H