

PERFECTHA®, das maßgeschneiderte Hyaluronfiller-Konzept «Made in France»

Zur Faltenkorrektur, Gesichtskonturierung und Volumenaufbau - leicht zu injizieren, mit langanhaltender Wirkung*

	PERFECTHA® FINELINES	PERFECTHA® COMPLEMENT	PERFECTHA® DERM	PERFECTHA® DEEP	PERFECTHA® SUBSKIN
INDIKATIONEN	 <ul style="list-style-type: none"> • Oberflächliche Fältchen und Hautunebenheiten • Periorbitale Fältchen • Periorale Fältchen (z. B. feine Raucherfältchen) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Oberflächliche Fältchen und Hautunebenheiten • Glättung von Stirnfalten 	 <ul style="list-style-type: none"> • Moderate, mitteltiefe Gesichtsfalten und Hautunebenheiten • Glabellafalte • Lippenkontur 	 <ul style="list-style-type: none"> • Tiefe Gesichtsfalten und Hautunebenheiten • Volumenaufbau der Lippen • Nasenkorrektur • Nasolabialfalten • Marionettenfalten • Orale Kommissuren • Moderater Volumenaufbau des Jochbeins und Kinns 	 <ul style="list-style-type: none"> • Modellierung der Gesichtskonturen • Volumenaufbau an Wangen und Kinn • Handverjüngung
INJEKTIONSTIEFE	OBERFLÄCHLICHE DERMIS	OBERFLÄCHLICHE DERMIS	MITTLERE DERMIS	TIEFE DERMIS	SUBKUTAN ODER SUPRAPERIOSTAL
HA-KONZENTRATION	20 mg/ml	20 mg/ml	20 mg/ml	20 mg/ml	20 mg/ml
HEBEKAPAZITÄT	+	+	++	+++	++++
FÜLLMENGE	0.5 ml	0.8 ml	1 ml	1 ml	3 x 1 ml
NADELN & KANÜLEN	2 X 30G ^{1/2°} Nadel	2 X 30G ^{1/2°} Nadel	2 X 30G ^{1/2°} Nadel	2 X 27G ^{1/2°} Nadel	21G x 50mm Nadel + 21G x 50mm Kanüle

* Perfectha ist für rekonstruktive Behandlungszwecke bestimmt, zum Beispiel der fasziellen Lipoatrophie oder morphologischen Asymmetrie in Verbindung mit dem Alterungsprozess. Perfectha wird intradermal, subkutan oder supraperiostal appliziert und zur Behandlung von Hautunebenheiten und Falten im Gesichtsbereich und den Händen als auch zur Gewebsaugmentation eingesetzt.

SINCLAIR PHARMA - Kurfürsten-Anlage 3, 69115 Heidelberg, Deutschland, Fon: +49 (0) 6221 4550 530
 Weitere Informationen auf www.perfectha.com oder www.sinclairpharma.de

