

Mème®

Niedrige Projektion					MesmoLS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D		
15724-110 ^{1*}	90	90	26	54	54	110
15724-125 ¹	95	95	27	57	57	125
15724-150 ^{1*}	100	100	28	60	60	150
15724-165 ^{1*}	105	105	29	62	62	165
15724-185 [*]	110	110	29	65	65	185
15724-215 [*]	115	115	30	68	68	215
15724-235 [*]	120	120	31	71	71	235
15724-270 ^{1*}	125	125	32	73	73	270
15724-295 ^{1*}	130	130	33	76	76	295
15724-330 ^{1*}	135	135	34	79	79	330

Moderate Projektion					MesmoMS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D		
15725-105 ^{1*}	80	80	31	53	53	105
15725-120 [*]	85	85	32	56	56	120
15725-145 [*]	90	90	33	59	59	145
15725-165 [*]	95	95	35	62	62	165
15725-195 [*]	100	100	36	65	65	195
15725-220 [*]	105	105	37	68	68	220
15725-255 [*]	110	110	38	71	71	255
15725-285 [*]	115	115	40	74	74	285
15725-300 [*]	118	118	40	75	75	300
15725-320 [*]	120	120	41	77	77	320
15725-360 [*]	125	125	43	80	80	360
15725-400 [*]	130	130	44	83	83	400
15725-445 [*]	135	135	45	86	86	445
15725-495 [*]	140	140	47	89	89	495
15725-545 [*]	145	145	48	92	92	545
15725-600 ^{1*}	150	150	49	95	95	600

Hohe Projektion					MesmoHS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D		
15726-110 ¹	75	75	36	54	54	110
15726-125 ^{1*}	80	80	37	58	58	125
15726-155 ^{1*}	85	85	39	61	61	155
15726-180 [*]	90	90	40	64	64	180
15726-210 [*]	95	95	42	67	67	210
15726-235 [*]	100	100	44	71	71	235
15726-255 [*]	103	103	45	72	72	255
15726-275 [*]	105	105	45	74	74	275
15726-295 [*]	108	108	46	75	75	295
15726-315 [*]	110	110	47	77	77	315
15726-335 [*]	113	113	48	79	79	335
15726-360 [*]	115	115	49	80	80	360
15726-400 [*]	120	120	51	83	83	400
15726-450 [*]	125	125	53	87	87	450
15726-505 [*]	130	130	55	90	90	505
15726-560 [*]	135	135	57	93	93	560
15726-620 [*]	140	140	59	96	96	620
15726-690	145	145	61	100	100	690
15726-760 ^{1,2*}	150	150	62	103	103	760
15726-835 ^{1,2}	155	155	64	106	106	835

Extra Hohe Projektion					MesmoXS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D		
15727-155 [*]	80	80	45	62	62	155
15727-180 [*]	85	85	47	66	66	180
15727-215 [*]	90	90	49	69	69	215
15727-250 [*]	95	95	51	73	73	250
15727-285 [*]	100	100	53	77	77	285
15727-305 [*]	103	103	54	78	78	305
15727-330 [*]	105	105	55	80	80	330
15727-355 [*]	108	108	56	82	82	355
15727-380 [*]	110	110	57	84	84	380
15727-430 [*]	115	115	59	87	87	430
15727-485 [*]	120	120	61	91	91	485
15727-545 [*]	125	125	63	94	94	545
15727-610 [*]	130	130	65	98	98	610
15727-675	135	135	67	101	101	675
15727-755 ^{1,2*}	140	140	69	105	105	755
15727-830 ^{1,2*}	145	145	71	108	108	830
15727-920 ^{1,2*}	150	150	73	112	112	920

Replicon®

Moderate Projektion					MesmoMS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D		
15735-110 ¹	85	85	32	44	60	110
15735-125 ^{1*}	90	90	33	46	63	125
15735-150 ^{1*}	95	95	35	48	66	150
15735-170 [*]	100	100	36	50	69	170
15735-195 [*]	105	105	37	52	72	195
15735-220 [*]	110	110	38	55	75	220
15735-255 [*]	115	115	40	57	78	255
15735-280 [*]	120	120	41	59	82	280
15735-320 [*]	125	125	43	61	85	320
15735-350 [*]	130	130	44	63	88	350
15735-390 [*]	135	135	45	66	91	390
15735-435 [*]	140	140	47	68	94	435
15735-480 [*]	145	145	48	70	97	480
15735-530 ^{1*}	150	150	49	72	100	530
15735-580 ^{1*}	155	155	51	74	103	580

Hohe Projektion					MesmoHS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D		
15736-160 ^{1*}	90	90	40	52	69	160
15736-180 [*]	95	95	42	54	72	180
15736-210 [*]	100	100	44	57	76	210
15736-240 [*]	105	105	45	59	79	240
15736-275 [*]	110	110	47	62	83	275
15736-315 [*]	115	115	49	64	86	315
15736-350 [*]	120	120	51	67	89	350
15736-395 [*]	125	125	53	69	93	395
15736-445 [*]	130	130	55	72	96	445
15736-495 [*]	135	135	57	74	100	495
15736-550 [*]	140	140	59	77	103	550
15736-605 [*]	145	145	61	79	107	605
15736-670 ^{1*}	150	150	62	82	110	670



Extra Hohe Projektion					MesmoXS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D		
15737-185 ^{1*}	90	90	49	58	75	185
15737-220 [*]	95	95	51	61	79	220
15737-255 [*]	100	100	53	63	83	255
15737-290 [*]	105	105	55	66	87	290
15737-330 [*]	110	110	57	69	90	330
15737-380 [*]	115	115	59	72	94	380
15737-425 [*]	120	120	61	75	98	425
15737-480 [*]	125	125	63	78	102	480
15737-535 [*]	130	130	65	80	105	535
15737-600 [*]	135	135	67	83	109	600
15737-665 [*]	140	140	69	86	113	665
15737-730 ^{1,2}	145	145	71	89	117	730
15737-810 ^{1,2}	150	150	73	92	121	810
15737-890 ^{1,2}	155	155	75	95	124	890

Maße approximativ

An Lager	¹ Anlieferung nach Auftrag ≈ 8 bis 10 Wochen
	² Produziert als Sonderanfertigung

Sizer - Mit Silikongel gefüllte, glattwandige Sizer, steril, resterilisierbar.
Glattwandige Sizer sind für alle mit (*) markierten Implantate verfügbar. Bestellnr. z. B. 20725-220H

Produkte auf Basis des Produktkatalogs N° 27
© 11-2022 POLYTECH Health & Aesthetics GmbH



Opticon®

Moderate Projektion					MesmoMS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D		
15745-125 ¹	95	80	35	45	59	125
15745-145 ^{1*}	100	84	36	47	61	145
15745-165 ^{1*}	105	88	37	49	64	165
15745-185*	110	92	38	51	67	185
15745-210*	115	97	40	53	70	210
15745-235*	120	101	41	55	72	235
15745-265*	125	105	43	57	75	265
15745-295*	130	109	44	59	78	295
15745-330*	135	113	45	61	81	330
15745-365*	140	118	47	63	83	365
15745-400*	145	122	48	65	86	400
15745-445 ^{1*}	150	126	49	67	89	445
15745-490 ¹	155	130	51	69	92	490

Hohe Projektion					MesmoHS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D		
15746-130 ^{1*}	90	76	40	49	62	130
15746-155 ^{1*}	95	80	42	51	65	155
15746-175 ^{1*}	100	84	44	54	68	175
15746-205 ^{1*}	105	88	45	56	71	205
15746-230*	110	92	47	58	75	230
15746-265*	115	97	49	61	78	265
15746-295*	120	101	51	63	81	295
15746-335*	125	105	53	65	84	335
15746-375*	130	109	55	68	87	375
15746-420*	135	113	57	70	90	420
15746-460*	140	118	59	72	93	460
15746-510*	145	122	61	75	96	510
15746-560*	150	126	62	77	99	560
15746-615 ¹	155	130	64	80	102	615

Extra Hohe Projektion					MesmoXS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D		
15747-215 ^{1*}	100	84	53	61	76	215
15747-240 ^{1*}	105	88	55	63	79	240
15747-280 ^{1*}	110	92	57	66	82	280
15747-320*	115	97	59	69	86	320
15747-360*	120	101	61	71	89	360
15747-400*	125	105	63	74	93	400
15747-450*	130	109	65	77	96	450
15747-500 ^{1*}	135	113	67	79	100	500
15747-560 ^{1*}	140	118	69	82	103	560
15747-615 ^{1*}	145	122	71	85	106	615
15747-680 ^{1*}	150	126	73	87	110	680
15747-750 ^{1,2*}	155	130	75	90	113	750

Optimam®

Moderate Projektion					MesmoMS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D		
15775-225 ¹	105	122	37	56	81	225
15775-260*	110	128	38	58	84	260
15775-290	115	133	40	60	88	290
15775-330*	120	139	41	63	92	330
15775-370 ¹	125	145	43	65	95	370
15775-405 ^{1*}	130	151	44	67	99	405
15775-455 ¹	135	157	45	70	102	455

Hohe Projektion					MesmoHS	
Bestellnr.	Dimensionen (mm)				LVC (mm)	Vol. (ml)
	A	B	C	D		
15776-280*	105	122	45	62	88	280
15776-320*	110	128	47	65	92	320
15776-365*	115	133	49	68	96	365
15776-415*	120	139	51	70	99	415
15776-460 ^{1*}	125	145	53	73	103	460